

Datum 2026-09-23

Meddelande 3b/2026

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland – gäller fr.o.m. 2026-10-07 (om inget annat datum anges i texten)

Till kunder inom Region Sörmland

För mer information om våra analyser - se www.anvisningar.se
Uppdaterade eller nya anvisningar finns tillgängliga senast fr.o.m. start-/justeringsdatum.

Klinisk kemi

Ny analys: B-Trombocyter, Monov

Från och med 7 oktober 2026 kan analysen B-Trombocyter, Monov beställas med analyskod BTPKMO.

Analysen är avsedd för patienter med misstänkt eller konstaterad pseudotrombocytopeni, när trombocytantalet inte kan fastställas på grund av trombocytaggregat i EDTA-, citrat- och/eller ACD-rör.

B-Trombocyter, Monov kompletterar den tidigare införda analysen B-Trombocyter, ACD. ACD-rör används vid trombocytaggregat i både EDTA- och citratrör. B-Trombocyter, Monov används vid misstanke om multiantikoagulantberoende eller -inducerad pseudotrombocytopeni, särskilt när även prov i ACD-rör uppvisar trombocytaggregat.

Provtagning och hantering:

Monovette® ThromboExact-rör och tillhörande provtagningsinstruktioner finns att hämta vid provinlämningen på sjukhuslaboratoriet.

Provet är hållbart i 12 timmar efter provtagning.

För mer information om provtagning och hantering, se anvisningar.se.

Kristina Sejersen, specialistläkare, klinisk kemi

Eli Zahou, specialistläkare, klinisk kemi e-post eli.zahou@unilabs.com

Ny analys Pt-lohexol-clear,abs

Vid svar av Pt-lohexol-clearance,relativ (mL/min/1,73m²) kommer att följa en ny analys Pt-lohexol-clearance,absolut (mL/min).

Pt-lohexol-clearance,absolut har hittills angetts som Icke-ytnormerad GFR = XXX mL/min inom svarscommentaren för Pt-lohexol-clearance,relativ.

Maria-José Ferrandis, ansvarig läkare maria-jose.ferrandis@unilabs.com

Ändring referensgräns U-HC/kreatinin kvot

Referensgränsen av U-HC/kreatinin kvoten ändras till 1,6 g/mol, i harmonisering med en Equalis rekommendation.

Gergely Talaber, specialistläkare klinisk kemi gergely.talaber@unilabs.com

Klinisk patologi/cytologi

Cerebrospinalvätska (likvor) cytologi

Provet ska transporteras till laboratoriet så snart som möjligt efter provtagning på grund av snabb celldegeneration i likvor.

Analys/preparering bör om möjligt ske inom 1–2 timmar från provtagning.

Vid provtagning på Mälarsjukhuset ska prover lämnas direkt till Patologi/Cytologi Lab, Ej via provinlämnningen klinisk kemi. Meddela laboratoriepersonal vid inlämning av prov.

Vid provtagning på Kullbergsska sjukhuset eller Nyköpings lasarett så ska provet transporteras kylt (2–8 °C) och transporteras snarast till Patologi/Cytologi Lab

Lång förvaring före analys rekommenderas inte eftersom cellmorfologin successivt försämras.

Se även [Cerebrospinalvätska \(likvor\) - Unilabs](#)

Cecilia Winblad, Kundtjänstchef cecilia.winblad@unilabs.com

Kundtjänst informerar

Nya externa analyser

Analys/Profilkod	Trivialnamn	Provtagningsanvisning	Kommentar
XSHEPDAK	S-Hepatit D-ak	- Karolinska Universitetssjukhuset	Analys kommer att skickas till Karolinska istället för Sahlgrenska.
XHDVRNA	S-Hepatit D RNA	- Karolinska Universitetssjukhuset	Analys kommer att skickas till Karolinska istället för Sahlgrenska.
XSHEVRNA	S-Hepatit E RNA	- Karolinska Universitetssjukhuset	Analys kommer att skickas via Karolinska men analys utförs på Sahlgrenska
XPRTHEV	S-Hepatit E RNA/Ak	- Karolinska Universitetssjukhuset	Analys kommer att skickas via Karolinska men analys utförs på Sahlgrenska
UXFTBS	Mycobacterium-F	- Karolinska Universitetssjukhuset	
XPREPRIO	Prionsjukdom paket.	Creutzfeldt-Jakobs sjukdom / Prionsjukdom (RT-QuIC, Western blot) — Folkhälsomyndigheten	
XPGLUKAG	fP-Glukagon	- Karolinska Universitetssjukhuset	
XUCO	U-Kobolt	Förvara och skicka kliniska prover ALS Scandinavia	

Cecilia Winblad, Kundtjänstchef cecilia.winblad@unilabs.com

Meddelande till systemansvarig för journalsystem

Följande ändringar kommer att gå i drift **2026-10-07**

Till mottagningar/avdelningar som använder NCS cross

Nya analyser/undersökningar Mikro

- Analyskod: XSHEPDAK; analysnamn: S-Hepatit D-ak
- Analyskod: XHDVRNA; analysnamn: S-Hepatit D RNA
- Analyskod: XSHEVRNA; analysnamn: S-Hepatit E RNA
- Profilkod: XPRTHEV; profilnamn: S-Hepatit E RNA/Ak
 - Ingående analyser:
 - Analyskod: XSHEVG; analysnamn: S-Hepatit E IgG
 - Analyskod: XSHEVM; analysnamn: S-Hepatit E IgM
 - Analyskod: XSHEVHJ; analysnamn: S-Hepatit E hjälpkod
 - Analyskod: XSHEVRNA; analysnamn: S-Hepatit E RNA
- Undersökningskod: UXFTBS; undersökningsnamn: Mycobacterium-F
 - Ingående analyser:
 - Analyskod: XFTBODS; analysnamn: Mycob tb odl-F

Nya analyser/profiler Kemi

- Analyskod: BTPKMO; analysnamn: B-Trombocyter, Monov
- Analyskod: XPGLUKAG; analysnamn: fP-Glukagon
- Analyskod: XUCO; analysnamn: U-Kobolt
- Profilkod: XPREPRIO; profilnamn: Prionsjukdom paket.

Ändringar analyser/profiler/undersökningar Mikro

- –

Ändringar analyser/profiler Kemi

- –

Borttagna analyser/undersökningar Mikro

- Analyskod: SPUSARS2; analysnamn: SPU-SARS-CoV-2

Borttagna analyser/profiler Kemi

- Profilkod: XPRMHEV; profilnamn: S-Hepatit E-ak

Planeringskalender för nästkommande tidpunkter när ändringar sker i analyskatalogen för år 2026 är följande:

- Onsdag

Frågor angående analyskataloger ställs till: servicedesk.labit@unilabs.com

Central systemförvaltningsorganisation Unilabs