

Beställare, svarsmottagare:



Sterilisator typ och beteckning:

Kryssa i använd typ av sporprov:

Ångautoklav +121°C / +134°C

Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953

Hetluftssterilisator (torrsterilisator) +160°C / +180°C

Bacillus atrophaeus ATCC 9372

Provtagningsdatum:

Steriliseringstemp:

Löpnr	Steriliserat gods	Provets placering	Labnr

REMISS STERILISERINGSKONTROLL (SPORPROV)