

Transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar

Analys	Remiss	Provtagning	Anmärkning
Blodgruppering	Blodcentralen, vit med blå kant	1 st EDTA-rör Barn <6 mån: 1 st mikrorör EDTA	Innebär bestämning av ABO, RhD samt kontroll av ev. irreguljära erythrocytantikroppar Vid akut blodgruppering utförs inte kontroll av irreguljära erythrocytantikroppar
Blodgruppering, mödrar (fetalt RhD)	Blodcentralen, vit med blå kant	2 st EDTA-rör	Innebär bestämning av ABO, RhD samt kontroll av ev. irreguljära erythrocytantikroppar
Immuniseringsundersökning	Blodcentralen, vit med blå kant	1 st EDTA-rör	Avser bl.a. immuniseringsundersökning vid graviditet
Utredning av erythrocytantikroppar	Blodcentralen, vit med blå kant	2 st EDTA-rör	
Direkt antiglobulintest, DAT	Blodcentralen, vit med blå kant	1 st EDTA-rör Barn <6 mån: 1 st mikrorör EDTA	Vid positiv DAT hos vuxna utförs komplettering med utvidgad DAT (IgG, C3d)
Förenlighetsprövning, BAS-test / MG-test	Blodcentralen, vit med blå kant	1 st EDTA-rör	Blodgruppskontroll och antikroppsscreening inför en blodtransfusion För att undvika risk för förväxling ska prov för Blodgruppering och BAS-test/ MG-test tas vid olika tillfällen
Utredning av transfusionskomplikation	Blankett för webbaserad rapport finns på www.anvisningar.se	3 st EDTA-rör	Återlämna om möjligt aktuell blodkomponent med tillhörande transfusionsdokument till Blodcentralen