

Beställare, svarsmottagare:



Sterilisator typ och beteckning:

Kryssa i använd typ av sporprov och sterilisering:

Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953

Ångautoklav 121°C i 5 minuter

Ångautoklav 134°C i 3 minuter

Bacillus atrophaeus ATCC 9372

Hetluftssterilisator 160°C i 2 timmar

Hetluftssterilisator 180°C i 30 minuter

Provtagningsdatum:

Provtagningsstid:

Typ av kontroll:

Validering

Rutinkontroll

Omprov

Löpnr	Steriliserat gods	Provets placering	Labnr

REMISS STERILISERINGSKONTROLL (SPORPROV)