

Datum 2021-04-14

Meddelande 4/2021

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland – gäller fr.o.m. 2021-04-28 (om inget annat datum anges i texten)

Klinisk kemi

Förlängd hållbarhetstid för B- SR, erythrocyter, sänkningsreaktion i EDTA-rör, lila propp.

Hållbarhet för venöst blod i EDTA-rör ändras till 48 timmar vid kylförvaring. Hållbarheten vid rumstemperatur ändras till 10 timmar.

Hållbarheten för venöst blod i Na-Citrat-rör, svart propp förändras ej. Kan förvaras 6 timmar i rumstemperatur eller 24 timmar i kyl.

Ej posttransport.

Kristina Sejersen, specialistläkare Klinisk Kemi kristina.sejersen@unilabs.com

Ang. S-LD-isoenzym

Vi ändrar rekommendationen i provtagningsanvisningar för S-LD-isoenzym från *Bör förvaras i rumstemperatur* till **Skall förvaras och transporteras i rumstemperatur (eftersom förvaring/transport i kyla kan minska enzymaktiviteten hos vissa LD-isoenzymfraktioner).**

Karl Berggren, Överläkare Laboratoriemedicin Unilabs, tfn 010-2752145

Provtagningskärl urin

För att kunna säkra god kvalitet på våra urinalyser kommer Unilabs from 2021-04-28 endast att ta emot urinprov **från patienter** som lämnas i för ändamålet avsedda kärl/ rör.

Dessa kärl kan tillhandahållas av mottagningen alternativt köpas på apotek.

Barbara Usener specialistläkare Klinisk kemi barbara.usener@unilabs.com

Klinisk mikrobiologi

Information angående COVID-diagnostik

- Vid misstanke om **vaccinationsgenombrott** ska detta anges på remissen.
- Påminnelse gällande SARS-CoV-2, Covid-19: **skicka rören utan pinne**

Vid provtagning för Covid-19 skall prov tas i nasopharynx, näsa/svalg eller annan rekommenderad lokalisering. Provtagningspinnen skall skakas av i medföljande rör och därefter kan pinnen slängas. Detta medför en förenkling av processen på laboratoriet då pinnen annars behöver plockas bort manuellt innan analys.

Det är bara för inte akuta covid-19 som pinnen ska tas bort. För alla andra analyser och odlingar ska pinnen ligga kvar i röret.

<https://anvisningar.se/Anvisningar/Klinisk-mikrobiologi/C/Corona/>

Michael Toepfer, Spec.läkare, michael.toepfer@unilabs.com

Kundtjänst

Har ni en ny medarbetare på er enhet?

Om ni har en ny medarbetare, eller om någon slutat, så glöm inte att meddela oss detta på kundtjanst.lab@unilabs.com

Vi önskar kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och mejladress när det förändras på era enheter. Detta för att vi ska nå er med vår allra senaste information.

Cecilia Winblad, Kundtjänstchef Unilabs Laboriemedicin cecilia.winblad@unilabs.com

Meddelande till systemansvarig för journalsystem

OBS! Ingen ny analyskatalog i och med detta utskick.

Planeringskalender för nästkommande tidpunkter när ändringar sker i analyskatalogen för år **2021** är följande:

- Onsdagen den 29/9 OBS! Ingen ny analyskatalog
- Onsdagen den 24/11 OBS! Ingen ny analyskatalog

Frågor angående analyskataloger ställs till: servicedesk.labit@unilabs.com
Central systemförvaltningsorganisation Unilabs