

Lathund översättning Rörtext och Provkärl för utskrift.

För ordningsföljd av vakuumrör – var god se nummerordningen inom parentes ().

Version 2022-04-21, Anna-Karin Brodin, anvisningar.se


Rörtext: LJBLÅ, Provkärl: CITRAT (1)



Rörtext: LJGRÖN, Provkärl: LIHEP (5)



Rörtext: GUL, Provkärl: SERUM (2)



Rörtext: LILA, Provkärl: EDTA (6)



Rörtext: RÖD, Provkärl: SERURÖD (3)



Rörtext: GRÅ, Provkärl: NAFL (7)



Rörtext: MBLÅ, Provkärl: NAHEP (4)



Rörtext: ROSA, Provkärl: FLCIT (8)

