

Datum 2023-11-23

Meddelande 11/2023

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland

Till berörda kunder angående byte av metod för urincytologi

Gäller: Urin och blåsskölvätskor för cytologisk diagnostik.

För att förbättra kvaliteten och möta kraven på IVDR så övergår vi till en ny metod för preparering av urin och blåsskölvätskor. Detta kräver att vårdgivare som sänder prover till oss använder ThinPrep Cytolyt Solution (Hologic) som är en metanolbaserad fixeringslösning, i stället för 50% etanol som det varit tidigare. Samma blandningsförhållanden som tidigare gäller.

Anvisningar.se är uppdaterad med nya provtagningsanvisningar.

Under en övergångsperiod hanteras prover även enligt den tidigare metoden, fixerade med etanol. Det är därför väldigt viktigt att ni **anger på remissen vilken fixeringslösning som använts**, etanol eller metanol finns som förfyllda alternativ.

ThinPrep Cytolyt Solution finns att beställa via oss. Använd bifogad beställningsblankett och lägg den i lådan med prover eller skicka till oss med post.

Vänliga hälsningar

Cytologilaboratoriet
Unilabs AB
Skaraborgssjukhus Skövde
541 85 Skövde