

Datum 2024-09-04

Meddelande 7/2024

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland

Detta meddelande har kompletterats, se nedan text i gult

Klinisk mikrobiologi

Provtagningsmaterial uppdateras för *Chlamydia trachomatis*/*Neisseria gonorrhoeae* och *Mycoplasma genitalium* DNA/RNA

Nu på anvisningar.se finns uppdaterade provtagningsmaterial för STI-analyserna *Chlamydia trachomatis*/*Neisseria gonorrhoeae* och *Mycoplasma genitalium* DNA/RNA.

Provtyperna svalg och rektum provtas endast med Aptima Multitest (orange).

Provtypen ögon/konjunktiva provtas endast med Aptima Unisex (vit).

Från och med 2024-10-01 kommer vi inte att analysera dessa prov när de är tagna på fel Aptima kit.

Michael Toepfer

Spec.läkare

michael.toepfer@unilabs.com