

Datum 2024-11-11

Meddelande 11b/2024

Från Unilabs Laboriemedicin, Sörmland – gäller fr.o.m. 2024-11-27 (om inget annat datum anges i texten)

Till kunder inom Region Sörmland

För mer information om våra analyser - se www.anvisningar.se
Uppdaterade eller nya anvisningar finns tillgängliga senast fr.o.m. start-/justeringsdatum.

Klinisk kemi

Csv-laktat

Laktat i spinalvätska har tidigare tagits i Na-fluorid/K-oxalatrör (grått rör) men kommer att från och med onsdag vecka 48 (27/11) att tas i sterilt plaströr. Detta kommer att underlätta provtagningen för spinalvätska då andra analyser redan körs i plaströr. Övriga anvisningar om förvaring och transport gäller som tidigare.



Bahare Makvandi, Specialistläkare, bahare.makvandi@unilabs.com

Ny svarskommentar för ”P-PSA (prostata-specifikt antigen) provsvar”

Fr.o.m. 2024-11-27 kommer vi att lägga till en svarskommentar på samtliga PSA provsvar:

”Vid pågående behandling med 5-alfareduktashämmare (finasterid och dutasterid) kan PSA värden vara påtagligt lägre, se fass.se. För beslutsgränser hänvisas till Nationellt vårdprogram prostatacancer”.

Syfte med kommentaren är att uppmärksamma om att behandling med 5-alfa-reduktashämmare vid godartad prostataförstoring medför sänkt halt av PSA i blodet till ungefär hälften (se produktresuméer på FASS.se). Eftersom 5-alfa-reduktashämmare sänker PSA-nivåerna är det viktigt att beakta detta vid PSA-testning. Annars kan medicinen dölja en prostatacancer och fördröja diagnostiken.

Kristina Sejersen, specialistläkare, klinisk kemi, e-post: kristina.sejersen@unilabs.com

Klinisk mikrobiologi

Provtagningsmaterial för feces PCR återgår till eSwab

Som efterfrågat och efterlängtat, har labbet nu kunnat återgå till provtagning med eSwab för dessa analyser:

- Fecespanel bakterier, DNA
- Fecespanel virus, DNA/RNA
- Parasit, DNA (cystor) PCR

Observera att C. difficile., Norovirus (Calicivirus) och gastroenterit paket som beställs elektroniskt inte ännu omfattas av denna förändring.

Notera även att analysen ”Akut / dygnet runt - Norovirus (Calici)” fortsätter att provtas med rör med sked, inte eSwab.

För övrig information om dessa analyser var god se [anvisningar.se](https://www.unilabs.se)

Michael Toepfer, Spec.läkare, michael.toepfer@unilabs.com

Ny presentation av svarscommentarer inom infektionsserologi

För att förbättra presentationen av svarscommentarerna för serologiska undersökningar införs en bedömningsanalys. Bedömningsanalysen möjliggör en sammanhållen bedömning av undersökningar där flera olika antigen- antikropps- och nukleinsyraanalyser ingår och kommer att presenteras direkt under de ingående analyserna.

Exempel:

S-VZV-IgG

S-VZV-IgM

VZV-ak-bedömning

Camilla Kiszakiewicz, Specialistläkare Klinisk bakteriologi och virologi,
Camilla.kiszakiewicz@unilabs.com