

Datum 2025-05-15

Meddelande 3b/2025

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm

Till Unilabs kunder inom Capio S:t Görans Sjukhus

Beställning av Malaria

För att förenkla beställning av malaria, finns det nu två profiler i Cosmic.

Malaria Akut/Screen

Indikation: Misstanke om Malaria hos personer som vistats i endemiskt område

Profilen innehåller:

Malaria-snabbtest: immunkromatografiskt antigen test

Malaria-DNA: molekylärbio logisk analys med LAMP

Malaria snabbtest utförs på akutlabb Sankt Göran och Malaria-DNA skickas till Karolinska universitetslaboratoriet Alla prover som utfaller positiva på malaria-DNA eftergranskas med mikroskopi.

Provtagning: 2 EDTA-rör (beställning av profilen genererar två etiketter)

Malaria Beh.uppföljn

Indikation: Behandlingskontroll hos patienter med känd malaria. Skickas till Karolinska för analys.

Profilen innehåller:

Malaria-direktmikroskopi: morfologisk analys av malariaplasmodier i tjockdroppe och blodutstryk

Provtagning: 1 EDTA-rör

Vid eventuella frågor kontakta kundtjänst.

Claudia Popa, Överläkare Klinisk bakteriologi och virologi

Förändrade rutiner för hållbarhet och provhantering av APTT fr om 2025-06-02

Förvaring av avhållt plasma

- Avhållt plasma kan förvaras kylt (2–8°C) och är då hållbar i upp till 12 timmar.
- För heparinbehandlade patienter är hållbarheten endast 1 timme i rumstemperatur.

Vid längre förvaring av prover från VC

Om prover behöver förvaras längre än ovan angiven tid ska följande rutiner följas:

- Centrifugera provet omedelbart i 15 minuter vid 2000xg.
- Överför plasman försiktigt till ett avhållningsrör för serum/plasma. Lämna alltid minst 0,5 cm plasma ovanför blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
- Frys plasman omedelbart vid -20°C och skicka provet fryst.

Observera: Dubbelcentrifugering av prover innan frysning ska inte längre utföras.

Kristina Sejersen, specialistläkare, Klinisk kemi

Eli Zahou, specialistläkare, Klinisk kemi