

Datum 2025-09-09

Meddelande 3 2025

Från Unilabs Laboratoriemedicin

Ny metod för TPO-antikroppar (tyreoperoxidasantikroppar)

Analysen P-TPO-antikroppar (tyreoperoxidasantikroppar) kommer från och med tisdag 2025-09-09 att uppdateras till en ny, WHO-standardiserad analysmetod från vår metodleverantör Siemens Healthineers.

Detta innebär en ny nivå för referensintervallet, där mätvärden i allmänhet är genomgående lägre jämfört med den tidigare metoden.

Gamla resultat från analysen kommer inte att kunna jämföras med nya resultat och vid analysverifieringen har tydlig diskrepans iakttagits för enskilda mätresultat mellan metoderna gällande positiva respektive negativa analysresultat

Kontakt:

Joel Svensson, specialistläkare, PhD klinisk kemi, joel.svensson@unilabs.com

Hans Broberg, sjukhuskemist, hans.broberg@unilabs.com