

Datum 2025-09-23

Meddelande 5/2025

Från Unilabs Laboratoriemedicin Stockholm

Till kunder som beställer via Labportalens katalog

Beställning av CDT

Vi analyserar rutinmässigt CDT med kapillärelektrofores. Den metoden är standardiserad mot HPLC-referensmetoden (IFCC). Med kapillärelektrofores kan vi se om ett prov har en genetisk transferrinvariant eller annat som gör att resultat kan vara osäkert. I dessa fall analyserar vi alltid provet med vår HPLC-metod och lämnar ut resultat av denna på kod SCDDTI (S-CDT,disialo (IFCC)). Ni som kund behöver alltså bara beställa S-CDT disialo HPLC (SCDTHPLC) ifall det finns ett externt krav som anger att provet måste analyseras direkt med HPLC-metodik.

Maria-José Ferrandis, överläkare, maria-jose.ferrandis@unilabs.com