

Tidigare fakturarad		Ny fakturarad	
Analyskod	Analysnamn	Analyskod	Analysnamn
LK01	Läkare 1-3 klossar	LÄKKLO01	Läkare 01 klossar
		LÄKKLO02	Läkare 02 klossar
		LÄKKLO03	Läkare 03 klossar
LK02	Läkare 4-6 klossar	LÄKKLO04	Läkare 04 klossar
		LÄKKLO05	Läkare 05 klossar
		LÄKKLO06	Läkare 06 klossar
LK03	Läkare 7-9 klossar	LÄKKLO07	Läkare 07 klossar
		LÄKKLO08	Läkare 08 klossar
		LÄKKLO09	Läkare 09 klossar
LK04	Läkare 10-20 klossar	LÄKKLO10	Läkare 10 klossar
		LÄKKLO11	Läkare 11 klossar
		LÄKKLO12	Läkare 12 klossar
		LÄKKLO13	Läkare 13 klossar
		LÄKKLO14	Läkare 14 klossar
		LÄKKLO15	Läkare 15 klossar
		LÄKKLO16	Läkare 16 klossar
		LÄKKLO17	Läkare 17 klossar
		LÄKKLO18	Läkare 18 klossar
		LÄKKLO19	Läkare 19 klossar
		LÄKKLO20	Läkare 20 klossar
LK05	Läkare 21-30 klossar	LÄKKLO21	Läkare 21 klossar
		LÄKKLO22	Läkare 22 klossar
		LÄKKLO23	Läkare 23 klossar
		LÄKKLO24	Läkare 24 klossar
		LÄKKLO25	Läkare 25 klossar
		LÄKKLO26	Läkare 26 klossar
		LÄKKLO27	Läkare 27 klossar
		LÄKKLO28	Läkare 28 klossar
		LÄKKLO29	Läkare 29 klossar
		LÄKKLO30	Läkare 30 klossar
LK06	Läkare > 30 klossar	LÄKKLO31	Läkare 31 klossar
		LÄKKLO32	Läkare 32 klossar
		LÄKKLO33	Läkare 33 klossar
		LÄKKLO34	Läkare 34 klossar
		LÄKKLO35	Läkare 35 klossar
		LÄKKLO36	Läkare 36 klossar
		LÄKKLO37	Läkare 37 klossar
		LÄKKLO38	Läkare 38 klossar
		LÄKKLO39	Läkare 39 klossar
		LÄKKLO40	Läkare 40 klossar
		LÄKKLO41	Läkare 41 klossar
		LÄKKLO42	Läkare 42 klossar
		LÄKKLO43	Läkare 43 klossar
		LÄKKLO44	Läkare 44 klossar
		LÄKKLO45	Läkare 45 klossar

		LÄKKLO46	Läkare 46 klossar
		LÄKKLO47	Läkare 47 klossar
		LÄKKLO48	Läkare 48 klossar
		LÄKKLO49	Läkare 49 klossar
		LÄKKLO50	Läkare 50 klossar
		LÄKKLO51	Läkare 51 klossar
		LÄKKLO52	Läkare 52 klossar
		LÄKKLO53	Läkare 53 klossar
		LÄKKLO54	Läkare 54 klossar
		LÄKKLO55	Läkare 55 klossar
		LÄKKLO56	Läkare 56 klossar
		LÄKKLO57	Läkare 57 klossar
		LÄKKLO58	Läkare 58 klossar
		LÄKKLO59	Läkare 59 klossar
		LÄKKLO60	Läkare 60 klossar
		LÄKKLO61	Läkare 61 klossar
		LÄKKLO62	Läkare 62 klossar
		LÄKKLO63	Läkare 63 klossar
		LÄKKLO64	Läkare 64 klossar
		LÄKKLO65	Läkare 65 klossar
		LÄKKLO66	Läkare 66 klossar
		LÄKKLO67	Läkare 67 klossar
		LÄKKLO68	Läkare 68 klossar
		LÄKKLO69	Läkare 69 klossar
		LÄKKLO70	Läkare 70 klossar
		LÄKKLO71	Läkare 70+ klossar
LK07	Läkare 31-40 klossar	LÄKKLO31	Läkare 31 klossar
		LÄKKLO32	Läkare 32 klossar
		LÄKKLO33	Läkare 33 klossar
		LÄKKLO34	Läkare 34 klossar
		LÄKKLO35	Läkare 35 klossar
		LÄKKLO36	Läkare 36 klossar
		LÄKKLO37	Läkare 37 klossar
		LÄKKLO38	Läkare 38 klossar
		LÄKKLO39	Läkare 39 klossar
		LÄKKLO40	Läkare 40 klossar
LK08	Läkare 41-50 klossar	LÄKKLO41	Läkare 41 klossar
		LÄKKLO42	Läkare 42 klossar
		LÄKKLO43	Läkare 43 klossar
		LÄKKLO44	Läkare 44 klossar
		LÄKKLO45	Läkare 45 klossar
		LÄKKLO46	Läkare 46 klossar
		LÄKKLO47	Läkare 47 klossar
		LÄKKLO48	Läkare 48 klossar
		LÄKKLO49	Läkare 49 klossar
		LÄKKLO50	Läkare 50 klossar
LK09	Läkare 51-60 klossar	LÄKKLO51	Läkare 51 klossar

		LÄKKLO52	Läkare 52 klossar
		LÄKKLO53	Läkare 53 klossar
		LÄKKLO54	Läkare 54 klossar
		LÄKKLO55	Läkare 55 klossar
		LÄKKLO56	Läkare 56 klossar
		LÄKKLO57	Läkare 57 klossar
		LÄKKLO58	Läkare 58 klossar
		LÄKKLO59	Läkare 59 klossar
		LÄKKLO60	Läkare 60 klossar
LK10	Läkare 61-70 klossar	LÄKKLO61	Läkare 61 klossar
		LÄKKLO62	Läkare 62 klossar
		LÄKKLO63	Läkare 63 klossar
		LÄKKLO64	Läkare 64 klossar
		LÄKKLO65	Läkare 65 klossar
		LÄKKLO66	Läkare 66 klossar
		LÄKKLO67	Läkare 67 klossar
		LÄKKLO68	Läkare 68 klossar
		LÄKKLO69	Läkare 69 klossar
		LÄKKLO70	Läkare 70 klossar
		LÄKKLO71	Läkare 70+ klossar
BK01	BMA 1-3 klossar	BMAKLO01	BMA 01 klossar
		BMAKLO02	BMA 02 klossar
		BMAKLO03	BMA 03 klossar
BK02	BMA 4-6 klossar	BMAKLO04	BMA 04 klossar
		BMAKLO05	BMA 05 klossar
		BMAKLO06	BMA 06 klossar
BK03	BMA 7-9 klossar	BMAKLO07	BMA 07 klossar
		BMAKLO08	BMA 08 klossar
		BMAKLO09	BMA 09 klossar
BK04	BMA 10-12 klossar	BMAKLO10	BMA 10 klossar
		BMAKLO11	BMA 11 klossar
		BMAKLO12	BMA 12 klossar
BK05	BMA 13-15 klossar	BMAKLO13	BMA 13 klossar
		BMAKLO14	BMA 14 klossar
		BMAKLO15	BMA 15 klossar
BK06	BMA 16-18 klossar	BMAKLO16	BMA 16 klossar
		BMAKLO17	BMA 17 klossar
		BMAKLO18	BMA 18 klossar
BK07	BMA 19-21 klossar	BMAKLO19	BMA 19 klossar
		BMAKLO20	BMA 20 klossar
		BMAKLO21	BMA 21 klossar
BK08	BMA 22-24 klossar	BMAKLO22	BMA 22 klossar
		BMAKLO23	BMA 23 klossar
		BMAKLO24	BMA 24 klossar
BK09	BMA 25-27 klossar	BMAKLO25	BMA 25 klossar
		BMAKLO26	BMA 26 klossar
		BMAKLO27	BMA 27 klossar

BK10	BMA 28-30 klossar	BMAKLO28	BMA 28 klossar
		BMAKLO29	BMA 29 klossar
		BMAKLO30	BMA 30 klossar
BK11	BMA >30 klossar	BMAKLO31	BMA 31+ klossar
LG01	Läkare 1-3 glas	LÄKGLA01	Läkare 01 glas
		LÄKGLA02	Läkare 02 glas
		LÄKGLA03	Läkare 03 glas
LG02	Läkare 4-6 glas	LÄKGLA04	Läkare 04 glas
		LÄKGLA05	Läkare 05 glas
		LÄKGLA06	Läkare 06 glas
LG03	Läkare 7 glas eller fler	LÄKGLA07	Läkare 07+ glas
BG01	BMA 1-3 glas	BMAGLA01	BMA 01 glas
		BMAGLA02	BMA 02 glas
		BMAGLA03	BMA 03 glas
BG02	BMA 4-6 glas	BMAGLA04	BMA 04 glas
		BMAGLA05	BMA 05 glas
		BMAGLA06	BMA 06 glas
BG03	BMA 7 glas eller fler	BMAGLA07	BMA 07+ glas
F01	Frys 1-3 block	FRYBLO01	Frys 01 block
		FRYBLO02	Frys 02 block
		FRYBLO03	Frys 03 block
F02	Frys 4-6 block	FRYBLO04	Frys 04 block
		FRYBLO05	Frys 05 block
		FRYBLO06	Frys 06 block
F03	Frys 6-9 block	FRYBLO07	Frys 07 block
		FRYBLO08	Frys 08 block
		FRYBLO09	Frys 09 block
F04	Frys >9 block	FRYBLO10	Frys 10+ block
SS01	Storsnitt 1-2 block	STOSNI01	Storsnitt 01 block
		STOSNI02	Storsnitt 2 block
SS02	Storsnitt 3-5 block	STOSNI03	Storsnitt 03 block
		STOSNI04	Storsnitt 04 block
		STOSNI05	Storsnitt 05 block
SS03	Storsnitt > 5 block	STOSNI06	Storsnitt 06+ block
I01	Antikroppar 1-3	ANTGLA01	Antikroppar 1 glas
		ANTGLA02	Antikroppar 2 glas
		ANTGLA03	Antikroppar 3 glas
I02	Antikroppar 4-6	ANTGLA04	Antikroppar 4 glas
		ANTGLA05	Antikroppar 5 glas
		ANTGLA06	Antikroppar 6 glas
I03	Antikroppar 7-10	ANTGLA07	Antikroppar 7 glas
		ANTGLA08	Antikroppar 8 glas
		ANTGLA09	Antikroppar 9 glas
		ANTGLA10	Antikroppar 10 glas
I04	Antikroppar 11-15	ANTGLA11	Antikroppar 11 glas
		ANTGLA12	Antikroppar 12 glas
		ANTGLA13	Antikroppar 13 glas

		ANTGLA14	Antikroppar 14 glas
		ANTGLA15	Antikroppar 15 glas
I05	Antikroppar 16-20	ANTGLA16	Antikroppar 16 glas
		ANTGLA17	Antikroppar 17 glas
		ANTGLA18	Antikroppar 18 glas
		ANTGLA19	Antikroppar 19 glas
		ANTGLA20	Antikroppar 20 glas
I06	Antikroppar >20	ANTGLA21	Antikroppar 21+ glas
SP01	Extrafärgningar 1-2 glas	EXTFÄR01	Extrafärgningar 1 glas
		EXTFÄR02	Extrafärgningar 2 glas
		EXTFÄR03	Extrafärgningar 3 glas
SP03	Extrafärgningar 5-6 glas	EXTFÄR04	Extrafärgningar 4 glas
		EXTFÄR05	Extrafärgningar 5 glas
		EXTFÄR06	Extrafärgningar 6 glas
SP04	Extrafärgningar > 6 glas	EXTFÄR07	Extrafärgningar 7+ glas
ÖEX01	Övr exfol cyt 1-5 utstryk	ÖVEXCY01	Övr exfol cyt 01 utstryk
		ÖVEXCY02	Övr exfol cyt 02 utstryk
		ÖVEXCY03	Övr exfol cyt 03 utstryk
		ÖVEXCY04	Övr exfol cyt 04 utstryk
		ÖVEXCY05	Övr exfol cyt 05 utstryk
ÖEX02	Övr exfol cyt 6-10 utstry	ÖVEXCY06	Övr exfol cyt 06 utstryk
		ÖVEXCY07	Övr exfol cyt 07 utstryk
		ÖVEXCY08	Övr exfol cyt 08 utstryk
		ÖVEXCY09	Övr exfol cyt 09 utstryk
		ÖVEXCY10	Övr exfol cyt 10 utstryk
ÖEX03	Övr exfol cyt > 10 utstryk	ÖVEXCY11	Övr exfol cyt 11+ utstryk
IPU01	Insänd punktion 1-3 glas	INSPUN01	Insänd punktion 01 glas
		INSPUN02	Insänd punktion 02 glas
		INSPUN03	Insänd punktion 03 glas
IPU02	Insänd punktion 4-6 glas	INSPUN04	Insänd punktion 04 glas
		INSPUN05	Insänd punktion 05 glas
		INSPUN06	Insänd punktion 06 glas
IPU03	Insänd punktion 7-9 glas	INSPUN07	Insänd punktion 07 glas
		INSPUN08	Insänd punktion 08 glas
		INSPUN09	Insänd punktion 09 glas
IPU04	Insänd punktion 10-13 glas	INSPUN10	Insänd punktion 10 glas
		INSPUN11	Insänd punktion 11 glas
		INSPUN12	Insänd punktion 12 glas
		INSPUN13	Insänd punktion 13 glas
IPU05	Insänd punktion 14-16 glas	INSPUN14	Insänd punktion 14 glas
		INSPUN15	Insänd punktion 15 glas
		INSPUN16	Insänd punktion 16 glas
IPU06	Insänd punktion 17-20 glas	INSPUN17	Insänd punktion 17 glas
		INSPUN18	Insänd punktion 18 glas
		INSPUN19	Insänd punktion 19 glas
		INSPUN20	Insänd punktion 20 glas
C03	Vätska prep 1-5 rör	VÄTPREP01	Vätska prep 01 rör

		VÄTPREP02	Vätska prep 02 rör
		VÄTPREP03	Vätska prep 03 rör
		VÄTPREP04	Vätska prep 04 rör
		VÄTPREP05	Vätska prep 05 rör
C04	Vätska prep > 5 rör	VÄTPREP06	Vätska prep 06+ rör
C01	Vätska prep 1-3 rör	VÄTPREP01	Vätska prep 01 rör
		VÄTPREP02	Vätska prep 02 rör
		VÄTPREP03	Vätska prep 03 rör
C02	Vätska prep > 3 rör	VÄTPREP04	Vätska prep 04 rör
		VÄTPREP05	Vätska prep 05 rör
		VÄTPREP06	Vätska prep 06+ rör
DIAM1	Diagnostik - mikroskopi 1-3 glas/bilder	DIAMIK01	Diagnostik - mikroskopi 01 glas
		DIAMIK02	Diagnostik - mikroskopi 02 glas
		DIAMIK03	Diagnostik - mikroskopi 03 glas
DIAM2	Diagnostik - mikroskopi 4-6 glas/bilder	DIAMIK04	Diagnostik - mikroskopi 04 glas
		DIAMIK05	Diagnostik - mikroskopi 05 glas
		DIAMIK06	Diagnostik - mikroskopi 06 glas
DIAM3	Diagnostik - mikroskopi 7-10 glas/bilder	DIAMIK07	Diagnostik - mikroskopi 07 glas
		DIAMIK08	Diagnostik - mikroskopi 08 glas
		DIAMIK09	Diagnostik - mikroskopi 09 glas
		DIAMIK10	Diagnostik - mikroskopi 10 glas
DIAM4	Diagnostik - mikroskopi 11-15 glas/bilder	DIAMIK11	Diagnostik - mikroskopi 11 glas
		DIAMIK12	Diagnostik - mikroskopi 12 glas
		DIAMIK13	Diagnostik - mikroskopi 13 glas
		DIAMIK14	Diagnostik - mikroskopi 14 glas
		DIAMIK15	Diagnostik - mikroskopi 15 glas
DIAM5	Diagnostik - mikroskopi 16-20 glas/bilder	DIAMIK16	Diagnostik - mikroskopi 16 glas
		DIAMIK17	Diagnostik - mikroskopi 17 glas
		DIAMIK18	Diagnostik - mikroskopi 18 glas
		DIAMIK19	Diagnostik - mikroskopi 19 glas
		DIAMIK20	Diagnostik - mikroskopi 20 glas
DIAM6	Diagnostik - mikroskopi 21-25 glas/bilder	DIAMIK21	Diagnostik - mikroskopi 21 glas
		DIAMIK22	Diagnostik - mikroskopi 22 glas
		DIAMIK23	Diagnostik - mikroskopi 23 glas
		DIAMIK24	Diagnostik - mikroskopi 24 glas
		DIAMIK25	Diagnostik - mikroskopi 25 glas
DIAM7	Diagnostik - mikroskopi 26-30 glas/bilder	DIAMIK26	Diagnostik - mikroskopi 26 glas
		DIAMIK27	Diagnostik - mikroskopi 27 glas
		DIAMIK28	Diagnostik - mikroskopi 28 glas
		DIAMIK29	Diagnostik - mikroskopi 29 glas
		DIAMIK30	Diagnostik - mikroskopi 30 glas
DIAM8	Diagnostik - mikroskopi 31-35 glas/bilder	DIAMIK31	Diagnostik - mikroskopi 31 glas
		DIAMIK32	Diagnostik - mikroskopi 32 glas
		DIAMIK33	Diagnostik - mikroskopi 33 glas
		DIAMIK34	Diagnostik - mikroskopi 34 glas
		DIAMIK35	Diagnostik - mikroskopi 35 glas
		DIAMIK36	Diagnostik - mikroskopi 36+ glas

DIA1	Diagnostik - digital 1-3 glas/bilder	DIADIG01	Diagnostik - digital 01 glas
		DIADIG02	Diagnostik - digital 02 glas
		DIADIG03	Diagnostik - digital 03 glas
DIA2	Diagnostik - digital 4-6 glas/bilder	DIADIG04	Diagnostik - digital 04 glas
		DIADIG05	Diagnostik - digital 05 glas
		DIADIG06	Diagnostik - digital 06 glas
DIA3	Diagnostik - digital 7-10 glas/bilder	DIADIG07	Diagnostik - digital 07 glas
		DIADIG08	Diagnostik - digital 08 glas
		DIADIG09	Diagnostik - digital 09 glas
		DIADIG10	Diagnostik - digital 10 glas
DIA4	Diagnostik - digital 11-15 glas/bilder	DIADIG11	Diagnostik - digital 11 glas
		DIADIG12	Diagnostik - digital 12 glas
		DIADIG13	Diagnostik - digital 13 glas
		DIADIG14	Diagnostik - digital 14 glas
		DIADIG15	Diagnostik - digital 15 glas
DIA5	Diagnostik - digital 16-20 glas/bilder	DIADIG16	Diagnostik - digital 16 glas
		DIADIG17	Diagnostik - digital 17 glas
		DIADIG18	Diagnostik - digital 18 glas
		DIADIG19	Diagnostik - digital 19 glas
		DIADIG20	Diagnostik - digital 20 glas
DIA6	Diagnostik - digital 21-25 glas/bilder	DIADIG21	Diagnostik - digital 21 glas
		DIADIG22	Diagnostik - digital 22 glas
		DIADIG23	Diagnostik - digital 23 glas
		DIADIG24	Diagnostik - digital 24 glas
		DIADIG25	Diagnostik - digital 25 glas
DIA7	Diagnostik - digital 26-30 glas/bilder	DIADIG26	Diagnostik - digital 26 glas
		DIADIG27	Diagnostik - digital 27 glas
		DIADIG28	Diagnostik - digital 28 glas
		DIADIG29	Diagnostik - digital 29 glas
		DIADIG30	Diagnostik - digital 30 glas
DIA8	Diagnostik - digital 31-35 glas/bilder	DIADIG31	Diagnostik - digital 31 glas
		DIADIG32	Diagnostik - digital 32 glas
		DIADIG33	Diagnostik - digital 33 glas
		DIADIG34	Diagnostik - digital 34 glas
		DIADIG35	Diagnostik - digital 35 glas
		DIADIG36	Diagnostik - digital 36 glas
		DIADIG37	Diagnostik - digital 37 glas
		DIADIG38	Diagnostik - digital 38 glas
		DIADIG39	Diagnostik - digital 39 glas
		DIADIG40	Diagnostik - digital 40 glas
		DIADIG41	Diagnostik - digital 41 glas
		DIADIG42	Diagnostik - digital 42 glas
		DIADIG43	Diagnostik - digital 43 glas
		DIADIG44	Diagnostik - digital 44 glas
		DIADIG45	Diagnostik - digital 45 glas
		DIADIG46	Diagnostik - digital 46 glas
		DIADIG47	Diagnostik - digital 47 glas

		DIADIG48	Diagnostik - digital 48 glas
		DIADIG49	Diagnostik - digital 49 glas
		DIADIG50	Diagnostik - digital 50 glas
SN01	Sentinel node 1-3 klossar	SENNOD01	Sentinel node 01 klossar
		SENNOD02	Sentinel node 02 klossar
		SENNOD03	Sentinel node 03 klossar
SN02	Sentinel node 4-6 klossar	SENNOD04	Sentinel node 04 klossar
		SENNOD05	Sentinel node 05 klossar
		SENNOD06	Sentinel node 06 klossar
SN03	Sentinel node >6 klossar	SENNOD07	Sentinel node 7+ klossar