

	Provtagningsmaterial provtagningsset; pinne och transportrör	Provlokal	Tillverkare	Leverantör	Artikelnummer från tillverkare	Förpackning
1.	eSwab (blå kork) liten flockad pinne	Nasofarynx	Copan	Nordic Biolabs	CP482CE	50 st/fp x 10
2.	A. eSwab (orange kork) minitip ultra * B. eSwab (orange kork) minitip *	Nasofarynx	Copan	Nordic Biolabs	CP481CE  CP483CE	50 st/fp x 10
3.	eSwab (rosa kork) normal flockad pinne	Svalg/näsa	Copan	Nordic Biolabs	CP480CE	50 st/fp x 10
4.	Virocult Sigma (grön kork) liten flockad pinne	Nasofarynx	Medical wire MWE	Svenska LabFab	MW951PFENT	125 st/fp x 10
5.	Transwab Universal transport medium med liten pinne (röd kork)	Nasofarynx	Medical wire MWE	Svenska LabFab	Sigma VCM ENT MW911S	125 st/fp x 10
6.	Rör motsv. eSwab liten flockad pinne	Nasofarynx	Deltalab	Hettich Greiner BioOne	304285	6 x 100 st.
7.	Rör motsv. Virocult (ljuslila kork) liten flockad pinne	Nasofarynx	Deltalab	Hettich Greiner BioOne	304297	6 x 100

	Separata provtagningspinnar för nasofarynx (Nph) och separata transportrör.	Provlokal	Tillverkare	Leverantör	Artikelnummer	Förpackning
8.	Flexible Mini Tip, sterila pinnar (100mm brytpunkt)	Nasofarynx	Copan Flockswabs	Nordic Biolabs	503CS01	500 st. 100/fp
9.	Ultra Mini Tip, sterila pinnar (100mm brytpunkt) pediatric	Nasofarynx	Copan Flockswabs	Nordic Biolabs	516CS01	500 st. 100/fp
10.	Ultra Thin Mini Tip, sterila pinnar (80mm brytpunkt) *	Nasofarynx	Copan Flockswabs	Nordic Biolabs	525CS01	500 st. 100/fp
11.	Mini Tip, sterila pinnar (80mm brytpunkt) 100mm brytpunkt) *	Nasofarynx	Copan Flockswabs	Nordic Biolabs	501CS01 518CS01	500 st. 100/fp
12.	Flockad pinne liten tip (Np) Dryswab	Nasofarynx	Medical wire MWE	Svenska Labfab	MW951PFENT	125 st/fp
13.	Flockswabs in tube Flexible Minitip	Nasofarynx	Copan Flockswabs	Nordic Biolabs	553C	100 x 10
14.	Specimen Collection Flocked Swab,	Nasofarynx	iClean	Daklapack		
15.	Specimen Collection Flocked Swab, iClean	Svalg	iClean	Daklapack		
16.	Universal transportmedium röd kork (1mL) (3 mL)		Copan	Nordic Biolabs	CP350C CP330C	
17.	Transportrör (1 mL NaCl) till provtagningspinne		Unilabs	Unilabs		

---

18.	mNAT-rör		Mobidiag	Mobidiag		
-----	----------	--	----------	----------	--	--

\* Kortare flexibilitet på pinnen (urethrapinne)