

Datum 2025-11-10

Meddelande 9/2025

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland – gäller fr.o.m. 2025-11-26

Till kunder inom Capio Lundby Sjukhus

Standardbikarbonat

Från och med 26/11 kommer man att kunna analysera standardbikarbonat med lång hållbarhet (som är taget i gråa Na-fluorid rör) på Carlanderska. Proverna ska tillhandahållas lab inom 17 h. Detta för att kunna skicka vidare prover till Sahlgrenska inom 24 h som reservrutin utifall att provet, av någon anledning, inte kan analyseras på Carlanderska.

Analyskod: PSTBL

Analysens namn: P-stand.bikarbonat.L

Rörtyp: Na-fluorid/ K-oxalat (grå propp)

Hållbarhet: 17 h

Ansvarig läkare: Bahare Makvandi

Vid eventuella frågor, skicka gärna mail: bahare.makvandi@unilabs.com