

## SÖR – Blodkomponenter med Rörpost, Mälarsjukhuset

### GUL PATRON



#### Blodkomponenter som kan erhållas via rörpost är:

- Erytrocyter, leukocytreducerade
- Plasma, färskfryst tinad

#### Övriga blodkomponenter måste hämtas på plats hos blodcentralen:

- Trombocyter
- Specialkomponenter t.ex. tvättat blod, bestrålade erytrocyter
- Transfusionspaket (4 Erytrocyter + 4 Plasma + 1 Trc)
- Blodkomponenter vid Blödningslarm

Avdelningen/mottagningen ringer blodcentralen/kemlab när de vill ha leverans av blodkomponenter med rörpost.

Blodenheter som skickas via rörpost skall användas direkt efter mottagandet på avdelning. **Inga returer är möjliga, beställ bara det blod som ska ges till patienten.**

I den gula patronen kan man skicka 1 st erytrocyter/plasma åt gången.

De gula patronerna är endast till för rena blodkomponenter, inga prover eller perforerade blodenheter får skickas i dessa p.g.a. risken för kontamination.

På blodcentralen finns 4 gula patroner för blodtransport. Det är viktigt att returnera patronen så snart som möjligt. I varje gul hylsa medföljer två skumgummipackningar för att skydda blodkomponenten i hylsan, dessa skall alltid returneras med den gula patronen.

Blodkomponenter som ingår i ett blödningslarm eller transfusionspaket skall hämtas på blodcentralen då dessa lämnas ut i kylboxar avsedda för ändamålet, för att undvika onödig kassering av de blodkomponenter som inte transfunderats.

Har man beställt en blodenheter som ej används skall denna alltid återlämnas på plats på blodcentralen så snart som möjligt, den får inte kasseras på avdelning.

Det är heller inte tillåtet att förvara icke transfunderade blodkomponenter i eget kylskåp på avdelning enligt föreskrift från Socialstyrelsen (SOSFS 2009;28, bilaga 2 och 6 (avsnitt A)).