

SÖR – Blodkomponenter med Rörpost, Region Sörmland

GULA PATRONER



Blodkomponenter som kan skickas, en och en, via rörpost är:

- Erytrocyter, leukocytreducerade
- Plasma, färskfrost tinad

Övriga blodkomponenter, som måste hämtas hos blodcentralen:

- Trombocyter
- Specialkomponenter t.ex. tvättat blod, bestrålade blod
- Transfusionspaket/traumapack (4 Erytrocyter + 4 Plasma + 1 Trc)
- Blodkomponenter vid Blödningslarm

Avdelningen/mottagningen ringer blodcentralen/kem.lab. när de vill ha leverans av blodkomponenter med rörpost.

Blodenheter som skickas via rörpost skall användas direkt efter mottagandet på avdelning.
Inga returer är möjliga. Beställ bara det blod som med säkerhet kommer transfunderas.

I den gula patronen kan man skicka **1 st erytrocyter/plasma åt gången.**

De gula patronerna är endast till för rena blodkomponenter, inga prover eller perforerade blodenheter får skickas i dessa, p.g.a. risken för kontamination.

På blodcentralen finns gula patroner för blodtransport.

Returnera patronerna direkt, med medföljande skumgummipackningar (2st / patron), som alltid ska finnas i dem, för att skydda blodkomponenterna.

Blodkomponenter som ingår i ett blödningslarm eller transfusionspaket ska alltid hämtas på blodcentralen. Dessa lämnas ut i kylboxar, som bibehåller temperatur och hygienisk standard för att undvika onödig kassation, om de ej förbrukas.

Har man beställt en blodenheter som ej används, skall denna alltid återlämnas i luckan på blodcentralen/kem.lab. så snart som möjligt. Den får inte kasseras på avdelning.

Det är heller inte tillåtet att förvara icke transfunderade blodkomponenter i eget kylskåp på avdelning enligt föreskrift från Socialstyrelsen (SOSFS 2009;28, bilaga 2 och 6 (avsnitt A)).